

Ude af drift / Out of order

I tilfælde af ventilationssvigt / In case of ventilation failure

- ✓ Stop omgående arbejdet - afbryd igangværende forsøg!
- ✓ Sæt låg på emballager og fjern dem, hvis det er muligt.
- ✓ Luk stinkskabslugen.
- ✓ Sæt "Ude af drift"-skiltet på stinkskabsruden.
- ✓ Meld fejlen til Bygningsservice via Dalux.

- ✓ Stop the work immediately – and stop any experiments!
- ✓ Put lids on packaging and chemicals and remove them if possible.
- ✓ Close the sash on the fume hood.
- ✓ Put "Out of order" sign of the fume hood
- ✓ Report the failure to facility management via Dalux.

